




# INDIVIDUÁLNA ORTOPEDICKÁ OBUV

KATALÓG 2024/3



# Ortopedická obuv pre najmenšie deti





**BPTA 050**Prevedenie: **D00/B12** - ružová**D04/B04** - modrá

Podšívka: Tebox, Microfiber, useň, nordica\*

Uzatváranie: Šnurovanie

Veľkosť: 16-23

\* Zimné prevedenie

	😊	😞	😡	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba			○	
Diabetická noha		○		
Edematózna noha			○	
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára				○

**BPTA 015 / BPTA 015Z\***Prevedenie: **D04/B03** - modrá**D09/B09** - oranžová**D01/B01** - béžová

Podšívka: Tebox, Microfiber, useň, nordica\*

Uzatváranie: Šnurovanie

Veľkosť: 16 - 23

\* Zimné prevedenie

	😊	😞	😡	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba	○			
Diabetická noha		○		
Edematózna noha			○	
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára				○

**BPTA 020**

Prevedenie:	<b>D01/B01</b> - béžová
	<b>D11/B11</b> - ružová
	<b>D04-B03</b> - modrá
Podšívka:	Tebox, Microfiber, useň
Uzatváranie:	Suchý zips*
Veľkosť:	16-23

\* Počet závisí od veľkosti

	😊	😐	😞	✂️
Pevné vedenie päty	○			○
Vystuženie sáry				○
Suchý zips	○			
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty		○		
Posunutá derba	○			
Diabetická noha			○	
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy	○			
AT golier/asym.sára				○


**BPTA 006**

Prevedenie:	<b>D00/B03</b> - biela
	<b>D09/B09</b> - oranžová
	<b>D04/B03</b> - modrá
Podšívka:	Tebox, Microfiber, useň
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	16 - 23

	😊	😐	😞	✂️
Pevné vedenie päty	○			○
Vystuženie sáry				○
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty		○		
Posunutá derba	○			
Diabetická noha			○	
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy	○			
AT golier/asym.sára				○



! Veľkostný rozsah obuvi je v obvyklom rozmedzí pre daný model. Väčšinu modelov je možné vyrobiť aj v iných veľkostiach. V týchto prípadoch môže dôjsť k vizuálnej odchýlke od vyobrazenia a nemusia byť použité vstrekolisové podošvy.

# Ortopedická obuv pre deti a dorast









**SPTA 020**

Prevedenie:	<b>B03/X04</b> - modrá
	<b>B11/X12</b> - ružová
	<b>B05/X01</b> - hnedá
Podšívka:	Tebox, Microfiber, useň
Uzatváranie:	Suchý zips*
Veľkosť:	23 - 40

\* počet závisí od veľkosti






					
Pevné vedenie päty	<input type="radio"/>				
Vystuženie sáry					<input type="radio"/>
Suchý zips	<input type="radio"/>				
Strmene na ortézu					<input type="radio"/>
Halluxy/Kladivkové prsty		<input type="radio"/>			
Posunutá derba	<input type="radio"/>				
Diabetická noha				<input type="radio"/>	
Edematozna noha	<input type="radio"/>				
Ťažké deformity nohy	<input type="radio"/>				
AT golier/asym.sára					<input type="radio"/>

**SPTA 027**

Prevedenie:	<b>B03</b> - šedá
	<b>B09</b> - oranžová
Podšívka:	Tebox, Microfiber, useň
Uzatváranie:	Suchý zips*
Veľkosť:	23 - 40

\* počet závisí od veľkosti




					
Pevné vedenie päty	<input type="radio"/>				
Vystuženie sáry					<input type="radio"/>
Suchý zips	<input type="radio"/>				
Strmene na ortézu					<input type="radio"/>
Halluxy/Kladivkové prsty		<input type="radio"/>			
Posunutá derba	<input type="radio"/>				
Diabetická noha				<input type="radio"/>	
Edematozna noha	<input type="radio"/>				
Ťažké deformity nohy	<input type="radio"/>				
AT golier/asym.sára					<input type="radio"/>

**SPTA 020S**

Prevedenie:	<b>B05/X01</b> - hnedá
	<b>B11/X01</b> - ružová
	<b>B09/X01</b> - oranžová
Podšívka:	Tebox, Microfiber, useň
Uzatváranie:	Suchý zips*
Veľkosť:	23 - 40

\* počet závisí od veľkosti



					
Pevné vedenie päty	<input type="radio"/>				
Vystuženie sáry					<input type="radio"/>
Suchý zips	<input type="radio"/>				
Strmene na ortézu					<input type="radio"/>
Halluxy/Kladivkové prsty		<input type="radio"/>			
Posunutá derba	<input type="radio"/>				
Diabetická noha				<input type="radio"/>	
Edematozna noha	<input type="radio"/>				
Ťažké deformity nohy	<input type="radio"/>				
AT golier/asym.sára					<input type="radio"/>

**SPTA 020P**

Prevedenie: aj s krytou špicou -

**-SPTA020PS**

Podšívka: Tebox, Microfiber, useň

Uzatváranie: Suchý zips, 3 ks\*

Veľkosť: 23 – 32

\* Pri väčších číslach a ťažších valgozitách je dobré požiadať o prídanie 4-tého remienka. Mimoriadne vhodná ako domáca obuv, "papučka"

	😊	😐	😞	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips	○			
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty		○		
Posunutá derba	○			
Diabetická noha			○	
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy	○			
AT golier/asym.sára				○

**SPTA 020PR**

Prevedenie: aj s krytou špicou -

**- SPTA020PRS**

Podšívka: Tebox, Microfiber, useň

Uzatváranie: Suchý zips, 3 ks\*

Veľkosť: 23 – 32

\* Pri väčších číslach a ťažších valgozitách je dobré požiadať o prídanie 4-tého remienka. Mimoriadne vhodná ako domáca obuv, "papučka"

	😊	😐	😞	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips	○			
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty		○		
Posunutá derba	○			
Diabetická noha			○	
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy	○			
AT golier/asym.sára				○

**SPTA 025**Prevedenie: **B01/X01** - béžová**B09/X09** - oranžová**B04/X04** - modrá

Podšívka: Tebox, Microfiber, useň

Uzatváranie: Suchý zips\*

Veľkosť: 23 – 32

\*počet závisí od veľkosti





Dá sa vyhotoviť aj s krytou špicou, podobne ako SPTA02S, pri takejto požiadavke prosím označte model **"SPTA025S"**

	😊	😐	😞	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips	○			
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty		○		
Posunutá derba	○			
Diabetická noha			○	
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy	○			
AT golier/asym.sára				○



**SPTA 006**





Prevedenie:	<b>B07/B02</b> – žltá
	<b>B01</b> – béžová
	<b>B04/B03</b> – modrá
Podšívka:	Tebox, Microfiber, useň
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	23 – 40

				
Pevné vedenie päty	<input checked="" type="radio"/>			
Vystuženie sáry				<input checked="" type="radio"/>
Suchý zips				<input checked="" type="radio"/>
Strmene na ortézu				<input checked="" type="radio"/>
Halluxy/Kladivkové prsty		<input checked="" type="radio"/>		
Posunutá derba	<input checked="" type="radio"/>			
Diabetická noha			<input checked="" type="radio"/>	
Edematózna noha	<input checked="" type="radio"/>			
Ťažké deformity nohy	<input checked="" type="radio"/>			
AT golier/asym.sára				<input checked="" type="radio"/>

**CPTA 060 / CPTA 060Z\***

Prevedenie:	<b>B03</b> – šedá
	<b>B11</b> – ružová
Podšívka:	Tebox, Microfiber, useň, Nordica*
Podošva:	Traktorová
Uzatváranie:	Suchý zips, šnurovanie
Veľkosť:	24 – 47



\*Zimné prevedenie

				
Pevné vedenie päty	<input checked="" type="radio"/>			
Vystuženie sáry				<input checked="" type="radio"/>
Suchý zips			<input checked="" type="radio"/>	
Strmene na ortézu				<input checked="" type="radio"/>
Halluxy/Kladivkové prsty	<input checked="" type="radio"/>			
Posunutá derba			<input checked="" type="radio"/>	
Diabetická noha		<input checked="" type="radio"/>		
Edematózna noha			<input checked="" type="radio"/>	
Ťažké deformity nohy			<input checked="" type="radio"/>	
AT golier/asym.sára				<input checked="" type="radio"/>

**CPTA 015 / CPTA 015Z\***

Prevedenie:	<b>B03/T10</b> – šedá
	<b>B09/T05</b> – oranžová
	<b>B10/T10</b> – čierna
Podšívka:	Tebox, Microfiber, useň, Nordica*
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	23 – 40

\* Zimné prevedenie

				
Pevné vedenie päty	<input checked="" type="radio"/>			
Vystuženie sáry				<input checked="" type="radio"/>
Suchý zips			<input checked="" type="radio"/>	
Strmene na ortézu				<input checked="" type="radio"/>
Halluxy/Kladivkové prsty	<input checked="" type="radio"/>			
Posunutá derba			<input checked="" type="radio"/>	
Diabetická noha		<input checked="" type="radio"/>		
Edematózna noha			<input checked="" type="radio"/>	
Ťažké deformity nohy			<input checked="" type="radio"/>	
AT golier/asym.sára				<input checked="" type="radio"/>

**CPTA 015 V / CPTA 015VZ\***

Prevedenie:	<b>B04/T10</b> – modrá
	<b>B06/T05</b> – červená
	<b>B10/T10</b> – čierna
Podšívka:	Tebox, Microfiber, useň, Nordica*
Uzatváranie:	Suchý zips**
Veľkosť:	23 – 40



\* Zimné prevedenie \*\* Počet závisí od veľkosti

	😊	😐	😞	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips	○			
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba			○	
Diabetická noha		○		
Edematózna noha			○	
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára				○

**CPTA 045 / CPTA 045Z\***

Prevedenie:	<b>B01</b> – béžová
	<b>B06</b> – červená
	<b>B04</b> – modrá
Podšívka:	Tebox, Microfiber, useň, nordica*
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	23 – 40



\* Zimné prevedenie

	😊	😐	😞	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba			○	
Diabetická noha		○		
Edematózna noha			○	
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára				○

**CPTA 045 V / CPTA 045VZ\***

Prevedenie:	<b>B05</b> – hnedá
	<b>B09</b> – oranžová
	<b>B03</b> – šedá
Podšívka:	Tebox, Microfiber, useň, nordica*
Uzatváranie:	Suchý zips
Veľkosť:	23 – 40



\* Zimné prevedenie

	😊	😐	😞	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips	○			
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba			○	
Diabetická noha		○		
Edematózna noha			○	
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára				○


**CPTA 016 / CPTA 016Z\***

Prevedenie:	<b>B05/T01</b> – béžová
	<b>B06/T10</b> – červená
	<b>B02/T10</b> – olivová
Podšívka:	Tebox, Microfiber, useň, Nordica*
Uzatváranie:	Šnurovanie
	23 – 40

\*Zimné prevedenie

	😊	😐	😞	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba			○	
Diabetická noha		○		
Edematózna noha			○	
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára				○


**CPTA 013 / CPTA 013Z\***

Prevedenie:	
Podšívka:	Tebox, Microfiber, useň, Nordica*
Uzatváranie:	šnurovanie
Veľkosť:	23 – 40

\*Zimné prevedenie

	😊	😐	😞	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty		○		
Posunutá derba	○			
Diabetická noha	○			
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy	○			
AT golier/asym.sára				○


**CPTA 113V/ CPTA 113VZ\***

Prevedenie:	
Šnurovanie	<b>CPTA 113 / CPTA 113Z*</b>
Podšívka:	Tebox, Microfiber, useň, Nordica*
Uzatváranie:	Suchý zips / šnurovanie
Veľkosť:	23 – 40

\*Zimné prevedenie

	😊	😐	😞	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips	○			
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty		○		
Posunutá derba	○			
Diabetická noha	○			
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy	○			
AT golier/asym.sára				○

**CPTA 089V / CPTA 089VZ\***

Prevedenie:	posunutá derba
Šnurovanie:	CPTA 089 / CPTA 089Z*
Podšívka:	Microfibre, Tebox, Nordica*
Uzatváranie:	Šnurovanie, suchý zips
Veľkosť:	24 - 44

\*Zimné prevedenie

	😊	😐	😞	👉
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips	○			
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty		○		
Posunutá derba	○			
Diabetická noha	○			
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy	○			
AT golier/asym.sára				○


**CPTA 055**

Prevedenie:	
Suchý zips	CPTA 055V
Podšívka:	Tebox, Microfiber, useň
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	23 - 40

	😊	😐	😞	👉
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips				○
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty		○		
Posunutá derba	○			
Diabetická noha	○			
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy		○		
AT golier/asym.sára				○


**CPTA 011D**

Prevedenie:	
Podšívka:	Tebox, Microfiber, useň
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	23 - 40

**Podošva vyťahnutá na špicu je za priplatok!**

	😊	😐	😞	👉
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips				○
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty			○	
Posunutá derba	○			
Diabetická noha		○		
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára				○



**!** Veľkostný rozsah obuvi je v obvyklom rozmedzí pre daný model. Väčšinu modelov je možné vyrobiť aj v iných veľkostiach. V týchto prípadoch môže dôjsť k vizuálnej odchýlke od vyobrazenia a nemusia byť použité vstrekolisové podošvy. V zimnom prevedení je štandardne použitá podšívka Nordica a traktorová podošva, ak to stav deformity dovoľuje.

# **Dámska ortopedická obuv**







### SPTA 010

Prevedenie:	
Podšívka:	<b>Tebox, microfibre</b>
Uzatváranie:	suchý zips
Veľkosť:	35 - 44

	😊	😐	😞	✂️
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry			○	
Suchý zips	○			
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty		○		
Posunutá derba	○			
Diabetická noha			○	
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára			○	

### SPTA 205

Prevedenie:	
Suchý zips	<b>SPTA 205V</b>
Podšívka:	Tebox, microfibre
Uzatváranie:	Remienok s prackou*
Veľkosť:	35 - 44

	😊	😐	😞	✂️
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry			○	
Suchý zips				○
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba	○			
Diabetická noha			○	
Edematózna noha		○		
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára			○	

### SPTA 030 / SPTA 030V

Prevedenie:	<b>B10 - čierna</b>
	<b>B03 - šedá</b>
Podšívka:	Tebox, microfibre
Uzatváranie:	Remienok s prackou
Veľkosť:	35-44

Výplň v zvršku je čierna / šedý soľcel



	😊	😐	😞	✂️
Pevné vedenie päty				○
Vystuženie sáry			○	
Suchý zips				○*
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba	○			
Diabetická noha			○	
Edematózna noha		○		
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára			○	

\*Pätový remienok na suchý zips (velcro)

### SPTA 031

Prevedenie: **B10** – čierna

**B03** – šedá

Podšívka: Tebox, microfibre

Uzatváranie: Suchý zips

Veľkosť: 35 – 44

Výplň v zvršku je čierna / šedý Softshell

	😊	😐	😞	👉
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips	○			
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba	○			
Diabetická noha				○
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy				○
AT golier/asym.sára				○



### SPTA 035

Prevedenie:

Podšívka: Tebox, microfibre

Uzatváranie: Suchý zips

Veľkosť: 35 – 44

	😊	😐	😞	👉
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips	○			
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty		○		
Posunutá derba	○			
Diabetická noha				○
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy	○			
AT golier/asym.sára				○



### DPTA 106

Prevedenie:

Podšívka: Tebox, microfibre

Uzatváranie: Suchý zips

Veľkosť: 35-44

	😊	😐	😞	👉
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips	○			
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba				○
Diabetická noha	○			
Edematózna noha				○
Ťažké deformity nohy				○
AT golier/asym.sára				○




**DPTA 080**

Prevedenie:	
Podšívka:	Tebox, microfibre
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	35 - 44

	😊	😐	😞	🚫
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry			○	
Suchý zips			○	
Štrmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba			○	
Diabetická noha	○			
Edematózna noha			○	
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára			○	


**DPTA 090**

Prevedenie:	
Podšívka:	Tebox, microfibre
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	35 - 44

	😊	😐	😞	🚫
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry			○	
Suchý zips			○	
Štrmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba			○	
Diabetická noha	○			
Edematózna noha			○	
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára			○	


**DPTA 042 / DPTA 042V**

Prevedenie:	vetracie otvory na stredovom diely špice*
Podšívka:	Tebox, microfibre
Uzatváranie:	Šnurovanie, suchý zips
Veľkosť:	35 - 44

\* ak si želáte bez otvorov, zaznačte do ML

	😊	😐	😞	🚫
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry			○	
Suchý zips				○
Štrmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty		○		
Posunutá derba			○	
Diabetická noha	○			
Edematózna noha			○	
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára			○	

### DPTA 070

Prevedenie:

Podšívka: Tebox, microfibre

Uzatváranie: Šnurovanie

Veľkosť: 35 - 44

	😊	😐	😞	👉
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry			○	
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba			○	
Diabetická noha	○			
Edematózna noha			○	
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára			○	



### DPTA 041

Prevedenie:

Podšívka: Tebox, microfibre

Uzatváranie: Šnurovanie\*

Veľkosť: 35-46

	😊	😐	😞	👉
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry			○	
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba			○	
Diabetická noha			○	
Edematózna noha			○	
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára			○	



Na požiadanie sa vyhotovuje so šnurovaním QUICKLACE (Salamon) - obr. vľavo dole. S podošvou vo vyhotovení z obrázka vľavo dole (šálkovitá) sa dá vyhotoviť vo veľkostiach cca.41-45 pri štandardných šírkach a obvodoch nohy. V prípade ak sa nedá vyhotoviť s takouto podošvou, tak sa môže vyhotoviť napríklad s podošvou "traktor stavany", má aj podstatne nižšiu hmotnosť (obr. vpravo dole). Šálkovitá podošva je za príplatok podľa platného cenníka.



### DPTA043 / DPTA043Z\*

Prevedenie: Posunutá derba

Suchý zips\*\*: DPTA043V / DPTA043VZ\*

Podšívka: Microfibre, Tebox, Nordica\*

Uzatváranie: Šnurovanie, suchý zips\*\*

Veľkosť: 39 - 48

\* Zimné prevedenie

\*\* Počet remienkov je závislý od veľkosti, priemerne vychádzajú 3

	😊	😐	😞	👉
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry			○	
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba	○			
Diabetická noha	○			
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy		○		
AT golier/asym.sára			○	




**DPTA 088 / DPTA 088Z\***

Prevedenie:	
Podšívka:	Microfibre, Tebox, Nordica*
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	35 - 44

\* Zimné prevedenie

	😊	😐	😞	👉
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba			○	
Diabetická noha	○			
Edematózna noha		○		
Ťažké deformity nohy		○		
AT golier/asym.sára				○


**DPTA 095 / DPTA 095Z\***

Prevedenie:	
Podšívka:	Microfibre, Tebox, Nordica**
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	35 - 44

\* Zimné prevedenie

	😊	😐	😞	👉
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba			○	
Diabetická noha	○			
Edematózna noha			○	
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára				○


**DPTA 104 / DPTA 104Z\***

Prevedenie:	
Podšívka:	Microfibre, Tebox, Nordica*
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	35 - 44

\* Zimné prevedenie

	😊	😐	😞	👉
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba			○	
Diabetická noha	○			
Edematózna noha			○	
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára				○

**DPTA 112 / DPTA 112Z\***

Prevedenie:	
Podšívka:	Microfibre, Tebox, Nordica*
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	35 -44

\* Zimné prevedenie

	😊	😐	😞	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty			○	
Posunutá derba			○	
Diabetická noha	○			
Edematózna noha			○	
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára			○	

**DPTA 097 / DPTA 097Z\***

Prevedenie:	
Podšívka:	Microfibre, Tebox, Nordica*
Podošva:	Traktorová
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	35 -44

\* Zimné prevedenie

	😊	😐	😞	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba			○	
Diabetická noha	○			
Edematózna noha			○	
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára			○	



Veľkostný rozsah obuvi je v obvyklom rozmedzí pre daný model. Väčšinu modelov je možné vyrobiť aj v iných veľkostiach. V týchto prípadoch môže dôjsť k vizuálnej odchýlke od vyobrazenia a nemusia byť použité vstrekolisové podošvy. V zimnom prevedení je štandardne použitá podšívka Nordica a traktorová podošva, ak to stav deformity dovoľuje.

**DPTA097N/DTA097NZ\***

Prevedenie:	
Podšívka:	Microfibre, Tebox, Nordica*
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	35 - 44

\* Zimné prevedenie

	😊	😐	😞	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba			○	
Diabetická noha	○			
Edematózna noha			○	
Ťažké deformity nohy	○			
AT golier/asym.sára				○

**DPTA 098V / DPTA 098VZ\***

Prevedenie:	posunutá derba
Šnurovanie:	<b>DPTA 098 / DPTA 098Z*</b>
Podšívka:	Microfibre, Tebox, Nordica*
Uzatváranie:	Šnurovanie, suchý zips
Veľkosť:	35 - 44

\*Zimné prevedenie

	😊	😐	😞	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips	○			
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty		○		
Posunutá derba	○			
Diabetická noha	○			
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy	○			
AT golier/asym.sára				○

**DPTA 089V/ DPTA 089VZ\***

Prevedenie:	posunutá derba
Šnurovanie:	<b>DPTA 089 / DPTA 089Z*</b>
Podšívka:	Microfibre, Tebox, Nordica*
Uzatváranie:	Šnurovanie, suchý zips
Veľkosť:	35 - 44

\*Zimné prevedenie

	😊	😐	😞	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips	○			
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty		○		
Posunutá derba	○			
Diabetická noha	○			
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy	○			
AT golier/asym.sára				○

**!** Veľkostný rozsah obuvi je v obvyklom rozmedzí pre daný model. Väčšinu modelov je možné vyrobiť aj v iných veľkostiach. V týchto prípadoch môže dôjsť k vizuálnej odchýlke od vyobrazenia a nemusia byť použité vstrekolisové podošvy.

V zimnom prevedení je štandardne použitá podšívka Nordica a traktorová podošva, ak to stav deformity dovoľuje.

**DPTA 013/ DPTA 013Z\***

Prevedenie:	posunutá derba
Podšívka:	Microfibre, Tebox, Nordica
Uzatváranie:	šnurovanie
Veľkosť:	35 -44

\*Zimné prevedenie

	😊	😐	😞	✂️
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty		○		
Posunutá derba	○			
Diabetická noha	○			
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy	○			
AT golier/asym.sára				○



## Pánska aj dámská domáca ortopedická obuv

**PPTA 199**

Prevedenie:	posunutá derba
Podšívka:	Microfibre, Tebox, Nordica
Uzatváranie:	Suchý zips
Veľkosť:	35 -46

	😊	😐	😞	✂️
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips	○			
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty		○		
Posunutá derba	○			
Diabetická noha	○			
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy	○			
AT golier/asym.sára				○






# **Pánska ortopedická obuv**






**SPTA 010**

Prevedenie:	
Podšívka:	Microfibre, Tebox
Uzatváranie:	Suchý zips
Veľkosť:	39 - 48

				
Pevné vedenie päty	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vystuženie sáry			<input checked="" type="checkbox"/>	
Suchý zips	<input checked="" type="checkbox"/>			
Strmene na ortézu				<input checked="" type="checkbox"/>
Halluxy/Kladivkové prsty		<input checked="" type="checkbox"/>		
Posunutá derba	<input checked="" type="checkbox"/>			
Diabetická noha			<input checked="" type="checkbox"/>	
Edematózna noha	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ťažké deformity nohy			<input checked="" type="checkbox"/>	
AT golier/asym.sára			<input checked="" type="checkbox"/>	





**SPTA 035**

Prevedenie:	
Podšívka:	Microfibre, Tebox
Uzatváranie:	Suchý zips
Veľkosť:	39 - 48

				
Pevné vedenie päty	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vystuženie sáry			<input checked="" type="checkbox"/>	
Suchý zips	<input checked="" type="checkbox"/>			
Strmene na ortézu				<input checked="" type="checkbox"/>
Halluxy/Kladivkové prsty		<input checked="" type="checkbox"/>		
Posunutá derba	<input checked="" type="checkbox"/>			
Diabetická noha			<input checked="" type="checkbox"/>	
Edematózna noha	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ťažké deformity nohy	<input checked="" type="checkbox"/>			
AT golier/asym.sára			<input checked="" type="checkbox"/>	

**SPTA 209**

Prevedenie:	
Podšívka:	Microfibre, Tebox
Uzatváranie:	Suchý zips
Veľkosť:	39 - 48

				
Pevné vedenie päty			<input checked="" type="checkbox"/>	
Vystuženie sáry			<input checked="" type="checkbox"/>	
Suchý zips	<input checked="" type="checkbox"/>			
Strmene na ortézu			<input checked="" type="checkbox"/>	
Halluxy/Kladivkové prsty			<input checked="" type="checkbox"/>	
Posunutá derba			<input checked="" type="checkbox"/>	
Diabetická noha			<input checked="" type="checkbox"/>	
Edematózna noha	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ťažké deformity nohy			<input checked="" type="checkbox"/>	
AT golier/asym.sára			<input checked="" type="checkbox"/>	

### SPTA 108

Prevedenie:	
Podšívka:	Microfibre, Tebox
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	39-48

	😊	😐	😞	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry			○	
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba			○	
Diabetická noha			○	
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára			○	



### SPTA 208 V

Prevedenie:	
Podšívka:	Microfibre, Tebox
Uzatváranie:	Suchý zips
Veľkosť:	39-48

	😊	😐	😞	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry			○	
Suchý zips	○			
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba			○	
Diabetická noha			○	
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára			○	



### DPTA 101




Prevedenie:	
Podšívka:	Microfibre, Tebox
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	39-48

	😊	😐	😞	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry			○	
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty			○	
Posunutá derba			○	
Diabetická noha			○	
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára			○	






**DPTA 090**

Prevedenie:	
Podšívka:	Microfibre, Tebox
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	39 – 48

				
Pevné vedenie päty	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vystuženie sáry			<input checked="" type="checkbox"/>	
Suchý zips			<input checked="" type="checkbox"/>	
Strmene na ortézu				<input checked="" type="checkbox"/>
Halluxy/Kladivkové prsty	<input checked="" type="checkbox"/>			
Posunutá derba			<input checked="" type="checkbox"/>	
Diabetická noha	<input checked="" type="checkbox"/>			
Edematózna noha		<input checked="" type="checkbox"/>		
Ťažké deformity nohy		<input checked="" type="checkbox"/>		
AT golier/asym.sára			<input checked="" type="checkbox"/>	





**DPTA 102**

Prevedenie:	
Podšívka:	Microfibre, Tebox
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	39 – 48

				
Pevné vedenie päty	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vystuženie sáry			<input checked="" type="checkbox"/>	
Suchý zips			<input checked="" type="checkbox"/>	
Strmene na ortézu				<input checked="" type="checkbox"/>
Halluxy/Kladivkové prsty	<input checked="" type="checkbox"/>			
Posunutá derba			<input checked="" type="checkbox"/>	
Diabetická noha	<input checked="" type="checkbox"/>			
Edematózna noha	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ťažké deformity nohy		<input checked="" type="checkbox"/>		
AT golier/asym.sára			<input checked="" type="checkbox"/>	

**DPTA 080**

Prevedenie:	
Podšívka:	Microfibre, Tebox
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	39 – 48

				
Pevné vedenie päty	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vystuženie sáry			<input checked="" type="checkbox"/>	
Suchý zips			<input checked="" type="checkbox"/>	
Strmene na ortézu				<input checked="" type="checkbox"/>
Halluxy/Kladivkové prsty	<input checked="" type="checkbox"/>			
Posunutá derba			<input checked="" type="checkbox"/>	
Diabetická noha	<input checked="" type="checkbox"/>			
Edematózna noha	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ťažké deformity nohy		<input checked="" type="checkbox"/>		
AT golier/asym.sára			<input checked="" type="checkbox"/>	

### DPTA 042

Prevedenie:	
Podšívka:	Microfibre, Tebox
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	39-48

Pevné vedenie päty	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vystuženie sáry			<input checked="" type="checkbox"/>	
Suchý zips			<input checked="" type="checkbox"/>	
Strmene na ortézu				<input checked="" type="checkbox"/>
Halluxy/Kladivkové prsty	<input checked="" type="checkbox"/>			
Posunutá derba			<input checked="" type="checkbox"/>	
Diabetická noha	<input checked="" type="checkbox"/>			
Edematózna noha	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ťažké deformity nohy			<input checked="" type="checkbox"/>	
AT golier/asym.sára			<input checked="" type="checkbox"/>	



### DPTA 041

Prevedenie:	
Podšívka:	Microfibre, Tebox
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	39-48

Pevné vedenie päty	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vystuženie sáry			<input checked="" type="checkbox"/>	
Suchý zips			<input checked="" type="checkbox"/>	
Strmene na ortézu				<input checked="" type="checkbox"/>
Halluxy/Kladivkové prsty	<input checked="" type="checkbox"/>			
Posunutá derba			<input checked="" type="checkbox"/>	
Diabetická noha	<input checked="" type="checkbox"/>			
Edematózna noha	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ťažké deformity nohy			<input checked="" type="checkbox"/>	
AT golier/asym.sára			<input checked="" type="checkbox"/>	

Na požiadanie sa vyhotovuje so šnurovaním QUICKLACE (Salamon) - obr. v pravo dole. S podošvou vo vyhotovení z obrázka v ľavo dole (šálkovitá) sa dá vyhotoviť vo veľkostiach cca. 41-45 pri štandardných šírkach a obvodoch nohy. V prípade ak sa nedá vyhotoviť s takouto podošvou, tak sa môže vyhotoviť napríklad s podošvou "traktor stavany", má aj podstatne nižšiu hmotnosť (obr. v ľavo dole). Šálkovitá podošva je za príplatok podľa platného cenníka.

### DPTA043 / DPTA043Z\*

Prevedenie:	posunutá derba
Suchý zips**:	DPTA043V / DPTA043VZ*
Podšívka:	Microfibre, Tebox, Nordica*
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	39 - 48

\* Zimné prevedenie

\*\* Počet remienkov je závislý od veľkosti, priemerne vychádzajú 3

Pevné vedenie päty	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vystuženie sáry			<input checked="" type="checkbox"/>	
Suchý zips			<input checked="" type="checkbox"/>	
Strmene na ortézu				<input checked="" type="checkbox"/>
Halluxy/Kladivkové prsty	<input checked="" type="checkbox"/>			
Posunutá derba	<input checked="" type="checkbox"/>			
Diabetická noha	<input checked="" type="checkbox"/>			
Edematózna noha	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ťažké deformity nohy			<input checked="" type="checkbox"/>	
AT golier/asym.sára			<input checked="" type="checkbox"/>	




**DPTA 106**

Prevedenie:	
Podšívka:	Tebox, microfibre
Uzatváranie:	Suchý zips
Veľkosť:	35 – 48

	😊	😐	😞	✂️
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips	○			
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba				○
Diabetická noha	○			
Edematózna noha		○		
Ťažké deformity nohy				○
AT golier/asym.sára				○

**DPTA 013 / DPTA 013Z\***

Prevedenie:	Posunutá derba
Podšívka:	Microfibre, Tebox, Nordica*
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	35 – 48

\* Zimné prevedenie

	😊	😐	😞	✂️
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty		○		
Posunutá derba	○			
Diabetická noha	○			
Edematózna noha	○			
Ťažké deformity nohy	○			
AT golier/asym.sára				○

**DPTA 103 / DPTA 103Z\***

Prevedenie:	
Podšívka:	Microfibre, Tebox, Nordica*
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	39 – 48

\* Zimné prevedenie

	😊	😐	😞	✂️
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba				○
Diabetická noha	○			
Edematózna noha		○		
Ťažké deformity nohy		○		
AT golier/asym.sára				○

### DPTA 097 / DPTA 097Z\*

Prevedenie:	
Podšívka:	Microfibre, Tebox, Nordica*
Podošva:	Traktorová*
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	39 - 48

\* Zimné prevedenie

	😊	😐	😞	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba			○	
Diabetická noha	○			
Edematózna noha		○		
Ťažké deformity nohy		○		
AT golier/asym.sára				○



### DPTA 061 / DPTA 061Z\*

Prevedenie:	<b>B03</b> - šedá
	<b>P10</b> - čierna
Podšívka:	Microfibre, Tebox, Nordica*
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	37 - 46

\* Zimné prevedenie

Šálkovitá podošva iba ak to dovoľuje dovoľuje veľkosť (cca. 40 až 45) a šírka nohy. Alternatívna podošva môže byť 04 alebo 06. Dá sa vyhotoviť aj s Quicklace, vid DPTA 041.

	😊	😐	😞	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba			○	
Diabetická noha			○	
Edematózna noha			○	
Ťažké deformity nohy			○	
AT golier/asym.sára				○



### DPTA 086 / DPTA 086Z\*

Prevedenie:	
Podšívka:	Microfibre, Tebox, Nordica*
Uzatváranie:	Šnurovanie
Veľkosť:	39 - 48

\* Zimné prevedenie

	😊	😐	😞	🔪
Pevné vedenie päty	○			
Vystuženie sáry				○
Suchý zips			○	
Strmene na ortézu				○
Halluxy/Kladivkové prsty	○			
Posunutá derba			○	
Diabetická noha	○			
Edematózna noha		○		
Ťažké deformity nohy		○		
AT golier/asym.sára				○



! Veľkostný rozsah obuvi je v obvyklom rozmedzí pre daný model. Väčšinu modelov je možné vyrobiť aj v iných veľkostiach. V týchto prípadoch môže dôjsť k vizuálnej odchýlke od vyobrazenia a nemusia byť použité vstrekolisové podošvy. V zimnom prevedení je štandardne použitá podšívka Nordica a traktorová podošva, ak to stav deformity dovoľuje.

**DPTA 097N / DPTA 097NZ\***

Prevedenie:	
Podšívka:	Tebox, microfibre, Nordica*
Uzatváranie:	Šnurovanie
	39 – 48





\* Zimné prevedenie

				
Pevné vedenie päty	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vystuženie sáry				<input checked="" type="checkbox"/>
Suchý zips			<input checked="" type="checkbox"/>	
Strmene na ortézu				<input checked="" type="checkbox"/>
Halluxy/Kladivkové prsty	<input checked="" type="checkbox"/>			
Posunutá derba			<input checked="" type="checkbox"/>	
Diabetická noha	<input checked="" type="checkbox"/>			
Edematózna noha		<input checked="" type="checkbox"/>		
Ťažké deformity nohy		<input checked="" type="checkbox"/>		
AT golier/asym.sára				<input checked="" type="checkbox"/>

**DPTA 098V / DPTA 098VZ\***

Prevedenie:	posunutá derba
Šnurovanie:	<b>DPTA 098 / DPTA 098Z*</b>
Podšívka:	Microfibre, Tebox, Nordica*
Uzatváranie:	Šnurovanie, suchý zips
Veľkosť:	39 – 48




\* Zimné prevedenie

				
Pevné vedenie päty	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vystuženie sáry				<input checked="" type="checkbox"/>
Suchý zips	<input checked="" type="checkbox"/>			
Strmene na ortézu				<input checked="" type="checkbox"/>
Halluxy/Kladivkové prsty		<input checked="" type="checkbox"/>		
Posunutá derba	<input checked="" type="checkbox"/>			
Diabetická noha	<input checked="" type="checkbox"/>			
Edematózna noha	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ťažké deformity nohy	<input checked="" type="checkbox"/>			
AT golier/asym.sára				<input checked="" type="checkbox"/>

**DPTA 089V / DPTA 089VZ\***

Prevedenie:	posunutá derba
Šnurovanie:	<b>DPTA 089 / DPTA 089Z*</b>
Podšívka:	Microfibre, Tebox, Nordica*
Uzatváranie:	Šnurovanie, suchý zips
Veľkosť:	39 – 48

\* Zimné prevedenie


				
Pevné vedenie päty	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vystuženie sáry				<input checked="" type="checkbox"/>
Suchý zips	<input checked="" type="checkbox"/>			
Strmene na ortézu				<input checked="" type="checkbox"/>
Halluxy/Kladivkové prsty		<input checked="" type="checkbox"/>		
Posunutá derba	<input checked="" type="checkbox"/>			
Diabetická noha	<input checked="" type="checkbox"/>			
Edematózna noha	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ťažké deformity nohy	<input checked="" type="checkbox"/>			
AT golier/asym.sára				<input checked="" type="checkbox"/>

**!** Veľkostný rozsah obuvi je v obvyklom rozmedzí pre daný model. Väčšinu modelov je možné vyrobiť aj v iných veľkostiach. V týchto prípadoch môže dôjsť k vizuálnej odchýlke od vyobrazenia a nemusia byť použité vstrekolisové podošvy. V zimnom prevedení je štandardne použitá podšívka Nordica a traktorová podošva, ak to stav deformity dovoľuje.

# DRUHY PODOŠIEV

## 01-Plný klin - porézna guma

- pomerne nízka hmotnosť
- veľkostne neobmedzené
- možnosť výberu farieb - čierna, hnedá, karamel (bežová), biela (jemnejší dezén)
- veľkosť bez obmedzenia



## 02-Vybraný klin - porézna guma

- pomerne nízka hmotnosť
- veľkostne neobmedzené
- možnosť výberu farieb - čierna, hnedá, karamel (bežová), biela (jemnejší dezén)
- veľkosť bez obmedzenia



## 03-Plný klin - nízky traktor (príplatok)

- veľmi dobré protišmykové vlastnosti
- nižšia hmotnosť ako vysoký traktor
- iba v čiernej farbe (rámik môže byť v inej farbe)
- veľkosť od cca. 38 do cca. 49



## 04-Vybraný klin - nízky traktor (príplatok)

- veľmi dobré protišmykové vlastnosti
- nižšia hmotnosť ako vysoký traktor
- iba v čiernej farbe (rámik môže byť v inej farbe)
- veľkosť od cca. 38 do cca. 49




## 05-Plný klin - ľahký vibram (príplatok)

- veľmi dobré protišmykové vlastnosti
- podstatne nižšia hmotnosť ako vysoký traktor
- iba v čiernej farbe (rámik môže byť v inej farbe)
- veľkosť od cca. 32 do cca. 50



## 06-Vybraný klin - ľahký vibram (príplatok)

- veľmi dobré protišmykové vlastnosti
- podstatne nižšia hmotnosť ako vysoký traktor
- iba v čiernej farbe (rámik môže byť v inej farbe)
- veľkosť od cca. 32 do cca. 50



## 07-Vysoký traktor - (príplatok)

- najlepší do ťažkého terénu, snehu
- vyššia hmotnosť
- iba v čiernej farbe
- veľkosť od cca. 25 do cca. 47
- nedá sa vyhotoviť s odvalom na päte



## 08-Vybraný klin - EVAC monolit (príplatok)

- veľmi nízka hmotnosť
- horšie protišmykové vlastnosti
- nevhodný pre ťažkých aktívnych pacientov a nohy z osovými úchylkami päty, ťažšie plochonožia...
- iba v čiernej farbe (rámik môže byť v inej farbe)
- veľkosť od cca. 37 do cca. 44

## 09-Vybraný klin-EVAC mono.+gumový dezén (príplatok)

- nízka hmotnosť  
veľmi dobré protišmykové vlastnosti, dezén ako 0, 11, 13  
nevhodný pre nohy z osovými úchylkami päty, ťažšie plochonožia
- iba v čiernej farbe (rámik môže byť v inej farbe)
  - veľkosť od cca. 37 do cca. 44



# DRUHY PODOŠIEV



## 10-Plný klin - dezén "TYRE"(príplatok)

- veľmi dobre protišmykový, vynikajúca oderuvzdornosť
- možnosť výberu farieb - čierna, šedá, karamel (bežová), biela
- veľkosť od cca. 32 do cca. 50



## 11-Vybraný klin-dezén "TYRE"(príplatok)

- veľmi dobre protišmykový, vynikajúca oderuvzdornosť
- možnosť výberu farieb - čierna, šedá, karamel (bežová), biela
- veľkosť od cca. 32 do cca. 50



## 12-Plný klin - dezén "TANK"(príplatok)

- excelentne protišmykový, vynikajúca oderuvzdornosť
- farba - čierna
- veľkosť bez obmedzenia



## 13-Vybraný klin-dezén "TANK"(príplatok)

- excelentne protišmykový, vynikajúca oderuvzdornosť
- farba - čierna
- veľkosť bez obmedzenia

## Vnútorňá obuv (AFO ortéza)

**IS 010**

Vnútorňá obuv je vlastne AFO vyrobené s technológiou ako obuv. Pri jej výrobe sa používajú tie isté materiály ako pri výrobe našej obuvi, ktorá v mnohých prípadoch nahrádza ortézu, dokonca sa s ňou dá často dosiahnuť lepšie výsledky ako s DAFO. Je určená do konfekčnej obuvi, i pri ťažších Dg. Nie je problém aj vhodná poltopánka (máme pacienta, 12-ročné dieťa s 5,5cm skrúteninou v kombinácii s instabilitou nohy, ktorý s takouto ortézou úspešne hraje futbal a obuje si klasické kopačky).

K jej výrobe sú potrebné dokonalé podklady, napríklad kvalitný, v **správnej pozícii nohy vyhotovený** STS odtlačok, prípadne sádrový pozitív. Súčasťou vnútornej obuvi je vložka, ktorá môže byť aj senzomotorická.

Indikácie môžu byť napríklad ľahšia forma fibulárnej hemimélie, vyššie skrúteniny DK, rôzne vývinové deformácie nohy, pes equinus, equinovarus, equinovalgus (s korigovateľnou varozitou alebo valgouitou päty) a podobne. V prípade záujmu treba konzultovať vhodnosť vyhotovenia takejto ortézy, tak isto aj spôsob vyhotovenia merných podkladov pre konkrétny prípad.

Štandardne sa vyhotovuje na základe poukazu s kódom I10022 alebo I10024



# Ľahké ortopedické sandále

Ľahké ortopedické sandále vyrábané na mieru podľa plantogramu ako senzomotorické, alebo podľa odtlačku do peny, prípadne podľa 3D skenu nohy. Sú vhodné do interiéru a exteriéru, pre dospelých a staršie deti s ľahšími chorobami nohy, ako je priečne alebo pozdĺžne plochá noha, hallux valgus, ľahké valgozity a varozity päty, ostrohy, plantárne fascitídy a podobne. Dajú sa zhotoviť aj napríklad pre výrazne edematózne nohy podľa odtlačku do peny alebo 3D skenu nohy.

Merný list a inštrukcie k zhotoveniu sandálov sú v objednávacom systéme na senzomotorické vložky.




**IPTA 1000 / IPTA 1000-3D**


Zvršok:	výber zo vzorkovníka
Korpus IPTA*:	čierny (PU), petrolejový (PU), zelený (EVA), modrý (EVA), oranžová (EVA)
Korpus 3D*:	čierny alebo korkfant
Podšívka:	Microfiber

\*iná farba iba potiahnutím kožou podľa dohody za príplatok 30EUR


**IPTA 1020 / IPTA 1020-3D**

Zvršok:	výber zo vzorkovníka
Korpus IPTA*:	čierny (PU), petrolejový (PU), zelený (EVA), modrý (EVA), oranžová (EVA)
Korpus 3D*:	čierny alebo korkfant
Podšívka:	Microfiber
Uzatváranie:	Suchý zips

\*iná farba iba potiahnutím kožou podľa dohody za príplatok 30EUR


**IPTA 1035 / IPTA 1035-3D**

Zvršok:	výber zo vzorkovníka
Päta:	otvorená
Korpus	Modrý, ružový, bežový
Podošva:	Sivá
Podšívka:	Microfiber
Uzatváranie:	Suchý zips


**IPTA 1036 / IPTA 1036-3D**

Zvršok:	výber zo vzorkovníka
Päta:	uzavretá
Korpus	Modrý, ružový, bežový
Podošva:	Sivá
Podšívka:	Microfiber
Uzatváranie:	Suchý zips

**IPTA 1031 / IPTA 1031-3D**

Zvršok:	výber zo vzorkovníka
Korpus IPTA*:	čierny (PU), petrolejový (PU), zelený (EVA), modrý (EVA), oranžová (EVA)
Korpus 3D*:	čierny alebo korkfant
Podšívka:	Microfiber
Uzatváranie:	Suchý zips

\*iná farba iba potiahnutím kožou podľa dohody za príplatok 30EUR


**IPTA 1040 / IPTA 1040-3D**

Zvršok:	výber zo vzorkovníka
Korpus IPTA*:	čierny (PU), petrolejový (PU), zelený (EVA), modrý (EVA), oranžová (EVA)
Korpus 3D*:	čierny alebo korkfant
Podšívka:	Microfiber
Uzatváranie:	Suchý zips

\* iná farba iba potiahnutím kožou podľa dohody za príplatok 30EUR


**IPTA 1020-3D-príklad atyp**


Prevedenie:	podľa dohody
Korpus 3D*:	čierny alebo korkfant
Podšívka:	Microfiber
Uzatváranie:	podľa dohody




# Materiály a doplnky

**!** Odtiene materiálov sa môžu líšiť od uvedených vzoriek, závisí to od jednotlivých dodávok materiálu, nakoľko ide o prírodné materiály alebo v malých množstvách vyrábane materiály. Fotografie majú len informatívny charakter. **K výberu farby používajte vždy aktuálny vzorkovník. Pri výbere farby berte ohľad aj na hrúbku a tuhosť usne!**

## VELÚR



## VELÚR PERFOROVANÝ



## TELACÍ BOX





Bear1



Bear2



Owl1



Owl2



Car1



Car2



Football



Emoji1



Emoji2



Heart1



Heart2



Butterfly1



Butterfly2




Flower

**PULLUP**


P05



P10

**TELACÍ BOX PRE DETI**

D00



D01



D04



D07



D09



D11



Model je vhodný na označenú deformitu, diagnózu alebo technické prevedenie



Model nemusí byť najlepšou voľbou pre označenú deformitu, diagnózu alebo technické prevedenie, treba dôsledne uvážiť voľbu



Model nie je vhodný na označenú deformitu, diagnózu alebo technické prevedenie



Voliteľné technické prevedenie v mernom liste



Odtiene materiálov sa môžu líšiť od uvedených vzoriek, závisí to od jednotlivých dodávok materiálu, nakoľko ide o prírodné materiály alebo v malých množstvách vyrábane materiály. Fotografie majú len informatívny charakter. **K výberu farby používajte vždy aktuálny vzorkovník.**



Prečítajte si, prosím, inštrukcie pre meranie obuvi v objednávacom systéme! Používajte vždy aktuálny merný list.



Výška sáre obuvi je orientačne daná v tabuľke v inštrukciách v objednávacom systéme. Nie u každého modelu sa dá zmeniť výšku sáry bez toho, aby sa výrazne nezmenil vzhľad a vlastnosti obuvi! Zmenu výšky sáry žiadajte iba v oddôvodnených prípadoch (napríklad kožné defekty v oblasti predkolenia). **Nízka členková obuv so stužením sáry môže byť problémová, tak isto ako nízka AFO!!!**



Veľkostný sortiment obuvi je v obvyklom rozmedzí pre daný model. Väčšinu modelov je možné vyrobiť aj v iných veľkostiach. V týchto prípadoch môže dôjsť k väčšej vizuálnej odchýlke od vyobrazenia a nemusia byť použité vstrekolisové podošvy.  
V zimnom prevedení je štandardne použitá podšívka Nordica a traktorová podošva, ak to stav deformity dovoľuje.



Všetky modely na šnurovanie sa dajú za príplatok vyhotoviť s upínaním "Quicklace" (SALOMON). V takomto prevedení sú krúžky zamenené za nitované očká (viď obrázok pri vzore DPTA 041). Dodatočne, z klasického šnurovania nie je možné spraviť upínanie "Quicklace".



Veľkostný rozsah obuvi je v obvyklom rozmedzí pre daný model. Väčšinu modelov je možné vyrobiť aj v iných veľkostiach. V týchto prípadoch môže dôjsť k vizuálnej odchýlke od vyobrazenia a nemusia byť použité vstrekolisové podošvy.



V zimnom prevedení je štandardne použitá podšívka Nordica a traktorová podošva, ak to stav deformity dovoľuje. Označuje sa "Z" za číslom vzoru.

# Príklady atipických varianat obuvi



Ortéza, s dynamickým členkovým kĺbom, integrovaná na strmeň obuvi (niečo ako GRAFO) - chôdza s flektovanými kolenami, takáto ortéza napomáha pacientovi pri chôdzi udržať koleno v extenzii. V "opačnom" prevedení sa používa pri rekurvácii kolena (predkolenná objímka dorzálne, silnejšia zadná pružina, slabšia predná)

Peroneálna dlaha ocelová a derotačná ortéza na sandále



AT golier - chôdza po špičkách, ľahší pes equinus, rekurvácia kolena, lezia peronea.

Asymetrický zvršok - zvýšená ML stabilizácia nohy, zvlášť v kombinácii s vystavanou podošvou, prípadne kopytom.



Príklad AT goliera na DPTA098

Sandál na vysokom podpätku (4,5 cm) pre arthrodézu vo vysokej plantárnej flexii. Podošvy je tlačaná na 3D tlačiarňu, má oproti klasicky vyrobenej veľmi nízku hmotnosť.



**Kontakt:**

Protea, spol. s r. o.  
Azalková 9, 821 01 Bratislava  
Slovensko

+421 2 43 63 50 36

+421 903 23 95 51

repcia@protea.sk

www.protea.sk

